



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,9XE

Pipette automatique 100 μ l ÷ 1000 μ l - RW8-106-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|--------------------|
| Volume | 100 – 1000 μ l |
| Erreur de précision | 2,0% / 0,6% |
| Erreur de répétabilité | 0,7% / 0,2% |
| Bouts | 1000 μ l |



Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes