



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,9XL

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie plastikowe

OK-202-0051



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 1 kg
Ilość	25 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle