



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,9XM](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,9XM)

# Cylindrique, ensemble (1 g - 200 g), boîte en bois

OK-501-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	610 g
Valeur nominale	1 – 200 g
Nombre	11 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux