



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,9XM

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 200 g), tahta kutuda

OK-501-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 610 g

Nominal değer 1 – 200 g

Quantity 11 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar