



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,9YR

Uchwyt laboratoryjny UL-01-2 (XA)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry fizyczne | |
|--------------------|---------------|
| Wymiary opakowania | 110×102×56 mm |
| Masa netto | 103 g |
| Masa brutto | 145 g |

Pasuje do

Waga analityczna XA 5Y.A

Waga analityczna XA 5Y