



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,A4X

Mesa antivibração para calibração de pipetas

WX-001-0481



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Construção	aço carbono, painel de partículas, granito
Capacidade de carga	50 kg
Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem L x P x A	1,6×0,9×1 m
Peso líquido	100 kg
Peso bruto	150 kg
Comprimento	1500 mm
Largura	800 mm
Altura	800±100 mm

Compatível com (Additional Fee)

Balanças automáticas para calibração de micropipetas

Dimensões do dispositivo L x P x A

