



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,A4X

Mesa antivibração de laboratório para calibração de pipetas



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

| Construção | |
|----------------------------------|------------------------|
| Construção | aço inoxidável AISI304 |
| Capacidade de carga | 40 kg |
| Parâmetros físicos | |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 820×711×816 mm |
| Peso líquido | 61 kg |
| Peso bruto | 65-70 kg |
| Comprimento | 770 mm |
| Largura | 680 mm |
| Altura | 815±10 mm |

Compatível com (Additional Fee)

Balanças automáticas para calibração de micropipetas