



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,A4X](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,A4X)

# Antivibrationstisch rostfrei zur Kalibrierung von Pipetten



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	820×711×816 mm
Nettogewicht	61 kg
Bruttogewicht	65-70 kg
Länge	770 mm
Breite	680 mm
Höhe	815±10 mm

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung