



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,A4X

Antivibrationstisch rostfrei zur Kalibrierung von Pipetten

WX-001-0481



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl, Spanplatte, Granit
Wägebereich	50 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	1,6×0,9×1 m
Nettogewicht	100 kg
Bruttogewicht	150 kg
Länge	1500 mm
Breite	800 mm
Höhe	800±100 mm

Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Abmessungen des Geräts B x T x H

