



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,A4X](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,A4X)

# Mesa de laboratorio antivibratil para la calibración de pipetas



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

Construcción	
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Capacidad de carga máxima	40 kg
Paramètros físicos	
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	820×711×816 mm
Masa neta	61 kg
Masa bruta	65-70 kg
Longitud	770 mm
Anchura	680 mm
Altura	815±10 mm

## Trabaja con (Additional Fee)

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas