



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,A4X

Mesa antivibratil para la calibración de pipetas

WX-001-0481



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Construcción

Construcción	de acero con recubrimiento en polvo, tablero de partículas, granito
Capacidad de carga máxima	50 kg

Paramètros físicos

Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1,6×0,9×1 m
Masa neta	100 kg
Masa bruta	150 kg
Longitud	1500 mm
Anchura	800 mm
Altura	800±100 mm

Trabaja con (Additional Fee)

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

