



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,A4X

Table de laboratoire antivibratoire pour l'étalonnage des pipettes



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Construction	Acier inoxydable AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	820×711×816 mm
Masse nette	61 kg
Masse brute	65-70 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

Compatible avec (Additional Fee)

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes