



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,A4X](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,A4X)

# Table antivibratoire pour l'étalonnage des pipettes

WX-001-0481



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséeacier, panneau de particules, granit
Load-bearing capacity	50 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	1,6×0,9×1 m
Masse nette	100 kg
Masse brute	150 kg
Longueur	1500 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	800±100 mm

## Compatible avec (Additional Fee)

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes

# Dimensions d'appareil L x P x H

