



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,A4X

Tavolo antivibrante per la calibrazione delle pipette

WX-001-0481



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel, particle board, granite
Load-bearing capacity	50 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	1,6×0,9×1 m
Peso net	100 kg
Peso lordo	150 kg
Lunghezza	1500 mm
Larghezza	800 mm
Altezza	800±100 mm

Compatibile con (Additional Fee)

Bilance automatiche per la calibrazione delle pipette

Device dimensions L x P x A

