



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,A4X

Tavolo antivibrante da laboratorio per la calibrazione delle pipette



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Costruzione	Stainless steel AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	820×711×816 mm
Peso net	61 kg
Peso lordo	65-70 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

Compatibile con (Additional Fee)

Bilance automatiche per la calibrazione delle pipette