



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,A4X

Stół antywibracyjny do kalibracji pipet

WX-001-0481



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo, płyta wiórowa, granit
Nośność	50 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania S x G x W	1,6×0,9×1 m
Masa netto	100 kg
Masa brutto	150 kg
Długość	1500 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	800±100 mm

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagi automatyczne do kalibracji pipet

Wymiary urządzenia S x G x W

