



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,A4X

Pipet kalibrasyonu antivibrasyon masası

WX-001-0481



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik, yonga levha, granit
Load-bearing capacity	50 kg
Fiziksel parametreler	
Ambalaj boyutları G x D x Y	1,6×0,9×1 m
Net ağırlık	100 kg
Brüt ağırlık	150 kg
Uzunluk	1500 mm
En	800 mm
Yükseklik	800±100 mm

İle uyumlu (Additional Fee)

Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler

Cihaz boyutları G x D x Y

