



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,A4X](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,A4X)

## Pipet kalibrasyonu antivibrasyon masası



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Fiziksel parametreler	
Ambalaj boyutları G x D x Y	820×711×816 mm
Net ağırlık	61 kg
Brüt ağırlık	65-70 kg
Uzunluk	770 mm
En	680 mm
Yükseklik	815±10 mm

### İle uyumlu (Additional Fee)

Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler