



2 μ l ÷ 20 μ l - RW8-102-20-9 Micropipetas

PA-203-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,A7T



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Volume	2 – 20 μ l
Erro sistemático	3,0% / 0,9%
Erro randômico	2,0% / 0,4%
Dicas	300 μ l



Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Balanças automáticas para calibração de micropipetas
 Ponteiras para micropipetas