



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,A7T

Pipeta automática 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9

PA-203-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---------------------------|-------------|
| Volumen | 2 – 20 µl |
| Error de la exactitud | 3,0% / 0,9% |
| Error de la repetibilidad | 2,0% / 0,4% |
| Terminaciones | 300 µl |



Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas
 Puntas de pipeta