



radwag.com



Pipeta automática 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info/w1,A7T



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Volumen	2 µl ÷ 20 µl
Error de la exactitud	3,0% / 0,9%
Error de la repetibilidad	2,0% / 0,4%
Terminaciones	300 µl



Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P

Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas