

## 2 μl÷ 20 μl - RW8-102-20-9 自動ピペット PA-203-0002



mirror.radwag.com/ja/info,w1,A7T



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
ボリューム	2 – 20 µl
系統誤差	3,0% / 0,9%
ランダムエラー	2,0% / 0,4%
RS 232 ケーブル (ターミナル - ターミナル)	300 μΙ



## 互換性あり (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P ピペット校正用ミクロ天秤 MYA 5Y.P ピペット校正用ミクロ天秤

ピペット校正用自動天秤 ピペットチップ