



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,A7T](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,A7T)

## 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9 自動ピペット

PA-203-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### データシート

#### 計測パラメータ

ボリューム	2 - 20 µl
系統誤差	3,0% / 0,9%
ランダムエラー	2,0% / 0,4%
RS 232 ケーブル (ターミナル - ターミナル)	300 µl



### 互換性あり (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤  
MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤

ピペット校正用自動天秤  
ピペットチップ