



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,A7T](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,A7T)

## Pipeta automatyczna 2 $\mu$ l ÷ 20 $\mu$ l - RW8-102-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	2 – 20 $\mu$ l
Błąd dokładności	3,0% / 0,9%
Błąd powtarzalności	2,0% / 0,4%
Końcówki	300 $\mu$ l



### Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Końcówki do pipet