



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,A7T

Pipeta automatyczna 2 μ l ÷ 20 μ l - RW8-102-20-9

PA-203-0002



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	2 – 20 μ l
Błąd dokładności	3,0% / 0,9%
Błąd powtarzalności	2,0% / 0,4%
Końcówki	300 μ l



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet
 Końcówki do pipet