



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,A8F

Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen - 100 kg - Holzkoffer

OP-201-0024



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Nominalwert | 100 kg |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel