



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,A8F

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytyami 100 kg - opakowanie drewniane

OP-201-0024



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle