



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,A8F](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,A8F)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytemi 100 kg - opakowanie drewniane

OP-201-0024



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle