



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,AEQ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,AEQ)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Monoblock ohne Justierkammer - 2 g



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	2 g

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinsel