



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,AEQ

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny, monoblok bez jamy adiustacyjnej 2 g

OP-203-0085



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle