



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,AEQ](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,AEQ)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny, monoblok bez jamy adiustacyjnej 2 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	2 g

### Pasuje do

Pincety

Pędzle