



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,AGB

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 50 g), tahta kutuda

OK-101-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 110 g

Nominal değer 1 – 50 g

Quantity 8 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar