



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,ALZ

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 100 g), opakowanie plastikowe

OK-102-0042



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	211,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 100 g
Ilość	21 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle