



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,ANP](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,ANP)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 5 g

OP-303-0048



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | F2        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Nominalwert              | 5 g       |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself