

## PIPETTEN-Erweiterungsmodul für 5Y-Terminal

More information on the website mirror.radwag.com/de/info,w1,A07





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Beschreibung**

Das PIPETTEN-Erweiterungsmodul ist eine innovative Lösung zur präzisen Prüfung und Kalibrierung von Einkanalpipetten gemäß ISO 8655. Es wurde speziell für die Integration in das 5Y-Terminal entwickelt und kann als optionale Funktion dauerhaft freigeschaltet werden – ganz ohne zeitliche Lizenzbeschränkung. Das Modul erstellt in Verbindung mit der Web Editor-Anwendung eine eigene Webseite und basiert auf der PIPETTEN-Software. Der Web Editor ermöglicht die Verwaltung von Datenbanken, die Bearbeitung von Kalibrierungsaufträgen sowie die Erstellung von Kalibrierberichten direkt über einen Webbrowser.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage XA 5Y.M.A Analysenwaage XA 5Y Analysenwaage XA 5Y.A Mikrowaage XA 5Y.M Mikrowaage MYA 5Y