



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,A07

PIPETTEN-Erweiterungsmodul für 5Y-Terminal

WX-016-0331



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das PIPETTEN-Erweiterungsmodul ist eine innovative Lösung zur präzisen Prüfung und Kalibrierung von Einkanalpipetten gemäß ISO 8655. Es wurde speziell für die Integration in das 5Y-Terminal entwickelt und kann als optionale Funktion dauerhaft freigeschaltet werden – ganz ohne zeitliche Lizenzbeschränkung. Das Modul erstellt in Verbindung mit der Web Editor-Anwendung eine eigene Webseite und basiert auf der PIPETTEN-Software. Der Web Editor ermöglicht die Verwaltung von Datenbanken, die Bearbeitung von Kalibrierungsaufträgen sowie die Erstellung von Kalibrierberichten direkt über einen Webbrowser.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage XA 5Y.M.A
Analysenwaage XA 5Y
Analysenwaage XA 5Y.A

Mikrowaage XA 5Y.M
Mikrowaage MYA 5Y