



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,A07

Módulo de expansión de PIPETA (5Y)

WX-016-0331



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

El Módulo de expansión de PIPETA está diseñado para la comprobación y calibración de pipetas monocal canal según la norma ISO 8655. Hemos implementado el módulo en la terminal 5Y como una función opcional que puedes activar. Si decides hacerlo, recibirás una licencia de por vida. El Módulo de expansión de PIPETA crea su propia página web (funciona con el Editor Web) y se basa en el software PIPETAS. El Editor Web permite gestionar bases de datos, editar órdenes de calibración de pipetas y generar informes de calibración mediante un navegador web.

Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanza analítica XA 5Y
Balanza analítica XA 5Y.A

Microbalanza XA 5Y.M
Microbalanza MYA 5Y