



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,A07

Module d'extension PIPETTES (5Y)

WX-016-0331



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le module d'extension PIPETTES est conçu pour vérifier et étalonner les pipettes monocanal conformément à la norme ISO 8655. Ce module est intégré au terminal 5Y en tant que fonction optionnelle que vous pouvez activer. Vous recevrez alors une licence perpétuelle. Le module d'extension PIPETTES crée son propre site web (fonctionne avec l'application Web Editor) et base sur le logiciel R-PIPETTES. Le Web Editor permet de gérer les bases de données, de modifier les commandes d'étalonnage de pipettes et de générer des rapports à partir des étalonnages effectués, via un navigateur web.

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance XA 5Y.M.A
Balance analytique XA 5Y
Balance analytique XA 5Y.A

Microbalance XA 5Y.M
Microbalance MYA 5Y