

## **Modulo di estensione PIPETES (5Y)**

WX-016-0331





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Il modulo di estensione PIPETTES è progettato per il controllo e la calibrazione di pipette monocanale in conformità alla norma ISO 8655. Abbiamo implementato il modulo nel terminale 5Y come funzione opzionale che potete attivare. Se scegliete di farlo, riceverete una licenza a tempo indeterminato. Il modulo di estensione PIPETTES crea una propria pagina web (funziona insieme all'applicazione Web Editor) e si basa sul software PIPETTES. Il Web Editor è utilizzato per gestire i database, modificare gli ordini di taratura delle pipette e generare rapporti di taratura utilizzando un browser web.

## **Compatibile con (Additional Fee)**

Microbilancia XA 5Y.M.A Bilancia analitica XA 5Y Bilancia analitica XA 5Y.A Microbilancia XA 5Y.M Microbilancia MYA 5Y