



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,AS3](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,AS3)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny z oczkiem 500 kg

OP-403-0111



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	500 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle