



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,ATO](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,ATO)

# Wzorzec masy klasy F2 - prostokątny z uchwytem 25 kg

OP-303-0080



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F2
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	25 kg
-------------------	-------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle