



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,AU7](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,AU7)

# Peso padrão F2 - peso cilíndrico com 4 parafusos de suporte - 200 kg - caixa de madeira

OP-301-0026



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos |                |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML             | F2             |
| Construção              |                |
| Material                | aço inoxidável |
| Valor nominal           | 200 kg         |

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis