



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,AU7](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,AU7)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen 200 kg - Holzkoffer

OP-301-0026



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	200 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel