



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,AWR

Peso padrão F2 - peso cilíndrico com 4 parafusos de suporte - 250 kg - caixa de madeira

OP-301-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML | F2 |
| Construção | |
| Material | aço inoxidável |
| Valor nominal | 250 kg |

Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis