



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,AWR](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,AWR)

# Poids de la classe F2 - cylindrique - 250 kg - caisse en bois

OP-301-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	250 kg

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux