



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,AWR](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,AWR)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytemi 250 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0027



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	250 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle