



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,B0A

Cylindrique, ensemble (1 g - 50 g), boîte plastique

OK-502-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML E1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 110 g

Valeur nominale 1 – 50 g

Nombre 8 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux