



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,B0A](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,B0A)

# Cylindrique, ensemble (1 g - 50 g), boîte plastique

OK-502-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	110 g
Valeur nominale	1 – 50 g
Nombre	8 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux