



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,B0A](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,B0A)

## Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-502-0004



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	110 g
Wartość nominalna	1 – 50 g
Ilość	8 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle