



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,B0A

Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-502-0004



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 110 g |
| Wartość nominalna | 1 – 50 g |
| Ilość | 8 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle